	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0015
		Revisão: 2
	ULTRASSOM DE BRAÇO	Data: 26/09/2024
		Página 1 de 2

PREPARO:

Recomenda-se trazer exames anteriores para comparação.

1. **Roupas:** Use roupas que permitam fácil acesso ao braço a ser examinado, como mangas curtas ou largas.
2. Não há necessidade de jejum ou outros preparos específicos.


DURANTE O EXAME:

3. **Posição:** O paciente geralmente fica deitado ou sentado, dependendo da área específica do braço a ser examinada.
4. **Imobilização:** Durante o exame, o braço deve ficar imóvel para garantir imagens mais nítidas. O técnico pode pedir para posicionar o braço de diferentes formas, dependendo da área a ser avaliada.
5. **Uso de gel:** O gel condutor será aplicado na pele do braço para facilitar a passagem das ondas ultrassônicas. É importante relaxar e seguir as instruções do Médico para melhor visualização das estruturas.

PÓS EXAME:

- Qualquer intercorrência entrar em contato com a Clínica no Tel: [\(62\) 3261-0100](tel:(62)3261-0100) / [\(62\) 3091-6363](tel:(62)3091-6363) / [\(62\) 3773-2100](tel:(62)3773-2100) / [\(62\) 3085-7575](tel:(62)3085-7575)

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 10/10/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD

	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0015
		Revisão: 2
	ULTRASSOM DE BRAÇO	Data: 26/09/2024
		Página 2 de 2

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 10/10/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD