	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0028
		Revisão: 2
	ULTRASSOM TRANSVAGINAL	Data: 06/11/2024
		Página 1 de 2

Para a ultrassonografia transvaginal, o preparo é bem simples:

PRÉ E DURANTE:


1. Bexiga vazia: É recomendado esvaziar a bexiga antes do exame para uma melhor visualização dos órgãos pélvicos.
2. Higiene pessoal: Faça uma higiene íntima comum antes do exame.
3. Roupas confortáveis: Use roupas que permitam fácil acesso à região pélvica.

Esse exame permite uma visualização detalhada do útero, ovários e demais estruturas pélvicas, e geralmente não necessita de preparos adicionais.

PÓS EXAME:

- Qualquer intercorrência entrar em contato com a Clínica no Tel: [\(62\) 3261-0100](tel:(62)3261-0100) / [\(62\) 3091-6363](tel:(62)3091-6363) / [\(62\) 3773-2100](tel:(62)3773-2100) / [\(62\) 3085-7575](tel:(62)3085-7575)

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 14/11/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD

	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0028
		Revisão: 2
	ULTRASSOM TRANSVAGINAL	Data: 06/11/2024
		Página 2 de 2

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 14/11/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD